




“Innovadores en Tecnología Médica”

UROLOGÍA



UROLOGÍA

LithoVue

Ureteroscopio flexible digital de un solo uso

El ureteroscopio flexible digital de un solo uso LithoVue™ Ofrece imágenes digitales de alta resolución y detalladas que permiten una visualización de gran calidad, ayudando a tratar los cálculos de forma rápida, sencilla, segura y asequible.



Monitor LithoVue

Monitor para ureteroscopio digital de un solo uso

El sistema LithoVue™ ha sido diseñado para ofrecer una visualización digital de alta calidad y una navegación fluida, a fin de lograr un rendimiento clínico constante en cada intervención. A diferencia de los ureteroscopios reutilizables, el sistema LithoVue evita los problemas que con frecuencia se derivan de la imprevisibilidad de las reparaciones, el mantenimiento, el reprocesado, la esterilización y la pérdida gradual del rendimiento de los ureteroscopios. El sistema LithoVue elimina muchos de los problemas de eficiencia y costes económicos asociados a la propiedad de los ureteroscopios reutilizables



LithoVue Empower

Dispositivo de implementación de recuperación

El dispositivo LithoVue Empower, es accesorio para el ureteroscopio LithoVue, dispositivo controlado por un médico, pone la tarea crítica de la eliminación de cálculos en manos del cirujano.



Canastillas

Canastilla Escape



Canastilla de Nitinol para extracción de cálculos

La configuración única de doble canasta de este poderoso dispositivo le permite mantener fragmentos en su lugar de forma segura durante la litotricia, lo que le permite trabajar de manera eficiente.

OptiFlex



Canastilla de Nitinol para extracción de cálculos

La canasta de precisión OptiFlex™ puede acercarse y capturar fragmentos con una cesta flexible que le brinda la precisión y el control que necesita en lugares estrechos. Con una pequeña cubierta de 1.3F, la cesta de recuperación permite un riego máximo y un campo de visión despejado.

Canastilla ZeroTip



Canastilla de Nitinol para extracción de cálculos

Canasta de nitinol de 4 hilos confiable y duradera. Está construida para mantener su forma en la anatomía más desafiante, incluso después de múltiples ciclos.

Canastilla Dakota



Canastilla de Nitinol para extracción de cálculos impactados con mango OpenSure™

Cesta de agarre híbrida de nitinol diseñada para capturar, reposicionar y eliminar cálculos de diferentes tamaños y complejidad, en un solo procedimiento y un campo de visión despejado.

Stent ureteral Polaris Ultra

Cateter doble J con doble durometria

Stent de material Percuflex™ de durometría dual con recubrimiento HydroPlus™ que presenta una espiral Nautilus™ flexible especial de vejiga.



Stent ureteral Percuflex Plus

Cateter doble J

Stent Percuflex firme con recubrimiento HydroPlus™ diseñado para facilitar la colocación para un control máximo.



Stent ureteral de asa Polaris

Cateter ureteral con bucles en la vejiga

Stent de doble durómetro con un diseño innovador. Stent Percuflex™ de durómetro doble con revestimiento HydroPlus™ con un diseño único de asa vesical.





Guías hidrofílicas

Guía Sensor y Sensor Dual Flex



Guías de Nitinol con recubrimiento y punta hidrofílica

Guía de PTFE-nitinol con punta hidrófila de alto rendimiento combina las ventajas de varias guías específicas para el acceso, la manipulación y el paso a través de un ureteroscopio flexible.

Guías hidrofílica ZIPwire



Guía de nitinol totalmente recubierta hidrofílica

Alambre de guía hidrofílico, diseñado para navegar y cruzar una anatomía desafiante.

Guía Amplatz Super Stiff



Guía metálica con recubrimiento hidrofílico

La guía Amplatz es un alambre de acero inoxidable con una bobina de alambre plano y revestimiento de PTFE. Está disponible en una variedad de diámetros y configuraciones de punta para adaptarse a sus preferencias, sus pacientes y sus procedimientos, diseñados para que pueda enderezar con confianza anatomías tortuosas¹ y entregar instrumentos más pesados.

Guía Zebra



Guía de nitinol con patrón de marcas endoscópicas

La guía que te muestra el camino. Alambre de nitinol con cubierta a rayas diseñada para proporcionar una excelente respuesta visual y manejo.



Balón dilatador

Balón UroMax Ultra

Balón dilatador ureteral con recubrimiento HydroPlus

Catéter de dilatación con balón diseñado para la dilatación radial del tracto urinario para aliviar las estenosis y facilitar la colocación de instrumentos quirúrgicos más grandes.



Balón NephroMax

Balón dilatador percutaneo


Catéter de globo de nefrostomía de alta presión de dilatación con balón diseñado para la dilatación radial del tracto de nefrostomía y la colocación conveniente de una vaina de trabajo.



Dilatador Amplatz

Dilatadores Renales secuenciales

Dilatadores renales firmes para la dilatación secuencial del tracto de nefrostomía.



≡≡≡ Drenajes renales percutáneos

Catéter Malecot



Catéter de nefrostomía

Malecot está diseñado para proporcionar una ubicación segura para el drenaje de nefrostomía.

Catéter Flexima



Catéter para drenaje percutáneo Nefrostomía

La línea de catéteres de drenaje Flexima está diseñada para minimizar los desafíos encontrados con el drenaje percutáneo. Los catéteres Flexima proporcionan la diferencia probada en el tiempo que puede ver y sentir.

≡≡≡ Laser de Holmio

Auriga 30 Holmium Laser



Laser de Holmio para Litotrisia

El Auriga 30 Holmium Laser es ideal para fragmentación de alto rendimiento de cálculos renales, ureterales y vesicales.

Fibra AccuMax



Fibra láser de holmio de un solo uso

Las fibras de un solo uso están diseñadas para entregar de manera eficiente energía de holmio enfocada y ofrecer la flexibilidad necesaria para satisfacer las desafiantes necesidades de deflexión de la ureteroscopia flexible.



SUMA División Médica es una organización creativa, que tiene como misión entregar productos, servicios de calidad y tecnología avanzada, que permiten satisfacer las necesidades de nuestros proveedores y clientes (instituciones de salud, médicos y pacientes). Es importante tomar en cuenta que, en el ser humano existen dos necesidades fisiológicas que sin ellas no puede vivir, una de ellas es respirar y la otra es dormir.

SUMA División Médica está comprometida con la salud de los pacientes que por algún padecimiento no pueden desempeñar de manera normal alguna de estas dos necesidades.

Somos distribuidores autorizados en la Republica Mexicana con oficinas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México de las marcas más prestigiadas. Contando con clientes del sector privado y de gobierno.



Contacto:

CDMX: (55) 80 00 01 36

Chihuahua: (614)-413-37-59

Ciudad Juárez: (656) 623-62-71

clientes@sumamedica.com

